GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

STECCOBENDE IN NEOPRENE
NEOPRENE SPLINTS
ATTELLES EN NÉOPRÈNE
FÉRULAS DE NEOPRENO
TALAS DE NEOPRENE
NEOPRENSKE UDLAGE
ATELE DE NEOPREN

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós

Orice accident grav produs, privitor la dispozitivul medical fabricat de firma noastră, trebuie semnalat producătorului și autorității competente în statul membru pe teritoriul căruia își are sediul utilizatorul

Potrebno je prijaviti svaku ozbiljnu nezgodu koja se dogodila u vezi s isporučenim medicinskim proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi

REF **04SN0040 (34680) - 04SN0020 (34681)**
04SN0010 (34682) - 04SN0050 (34683)
04SN0030 (34684) - 04KSBRO5 (34685)

Megapharma Ospedaliera s.r.l.
Via Asolana, 26/b
31017 Crespano del Grappa (TV)
Made in Italy

NON STERILE

MD

M34680-M-Rev.3.07.24

COMPOSIZIONE
Neoprene - fissaggi in velcro acrilico.
I materiali costituenti il dispositivo sono privi di lattice naturale.

INDICAZIONI E DESTINAZIONE D'USO
Supporto, protezione ed immobilità dell'arto o l'area a cui viene applicato. In caso di utilizzo prolungato o lunga degenza è consigliato rimuovere o allentare il dispositivo per brevi periodi al fine di aerare la parte interessata.

ISTRUZIONI D'USO
Applicare il dispositivo e fissarlo tramite il velcro, verificare che l'applicazione sia stata eseguita correttamente (l'estremità con velcro di colore diverso va verso l'alto), l'anima in metallo può essere piegata o rimossa a seconda dell'esigenza.
Dispositivo non sterile, non applicare a contatto diretto con cute lesa.

⚠ Attenzione
Prestare la massima cautela durante l'applicazione.
È consigliata applicazione da parte di personale medico specializzato, o comunque su indicazioni di personale medico. Prima dell'applicazione, informare il medico che ha prescritto il dispositivo circa eventuali disturbi o problemi di salute.
In caso si dovessero riscontrare reazioni allergiche o di altro tipo che si presume possano derivare dall'utilizzo del prodotto, consultare un medico.
Dispositivo non sterile.

CONSERVAZIONE E PULIZIA
Conservare in luogo fresco, asciutto e pulito, lontano da luce solare diretta e fonti di calore.
Dispositivo riutilizzabile, lavare a mano a temperatura non superiore a 30°C, non lavare a secco, non candeggiare, non asciugare a tamburo, non stirare.
Numero di lotto e data di produzione riportati sull'etichetta.
Dispositivo Medico Classe 1.
Smaltire secondo legislazioni locali vigenti.

Simboli

REF	Codice prodotto		Fabbricante		Data di fabbricazione
LOT	Numero di lotto		Leggere le istruzioni per l'uso		Data di scadenza
CE	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745	MD	Dispositivo medico	NON STERILE	Non sterile

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.