ITA



OACTIVE

Ref. TO3308

Ginocchiera per osteoartrosi

DESCRIZIONE
Tutore per gonartrosi a singolo montante. Struttura leggera e sottile, fornisce una spinta di correzione varo/valgo per dare sollievo all'articolazione mediante principio dei 3 punti. Le imbottiture sono anatomiche e traspiranti e il sistema di chiusura a clip evita di dover regolare la lunghezza dei velcri ad ogni uso.

CARATTERISTICHE
Regolazione angolo di valgismo/varismo: +15°/20°
Regolazione Flessione: 45°-60°-75°-90°
Regolazione estensione: 5°-10°-15°-20°-25° - Lunghezza 34 cm.

DESTINAZIONE D'USO
Dispositivi medici non invasivi terapeutici atti a correggere problemi posturali o effettuare stabilizzazione degli arti.

INDICAZIONI
Da leggera a severa artrosi mono-compartimentale del ginocchio, sia del comparto mediale che laterale.

APPLICAZIONE
1. Aprire le chiusure sollevando le fibbie e sganciandole dalla struttura. Allentare le cinghie staccando l'estremità e riapplicandola alla fine della cinghia.
2. Mentre si è seduti sul bordo della sedia, piegare leggermente il ginocchio e applicare il tutore sul lato esterno della gamba. Allineare il centro della cerniera con la parte superiore della rotula e posizionarla leggermente dietro la linea mediana della gamba. Nota importante per la prima applicazione: il tutore deve essere inizialmente posizionato in modo neutrale (vedi step 5), ossia in modo che le cinghie e la cerniera siano a contatto con la gamba senza applicare pressione e senza che ci sia dello spazio tra il tutore e la gamba. Le forze di correzione al compartimento mediale o laterale verranno regolate allo step 5.
3. Riattaccare le fibbie delle cinghie nella sequenza indicata sull'estremità delle cinghie agganciandole sulla struttura facendo scattare la chiusura. Assicurarsi di aver chiuso saldamente in posizione la fibbia. Mantenere la struttura in posizione mentre si stringono le cinghie per evitarne la rotazione. Stringere saldamente la cinghia 1 appena sopra il polpaccio. La cinghia 1 riveste un ruolo importante nel mantenere in posizione il tutore. Stringere la cinghia 2 a metà del polpaccio. Stringere la cinghia 3 intorno alla zona bassa della coscia. Stringere la cinghia 4 intorno alla zona alta della coscia. Tutte le cinghie devono essere strette in modo da stabilizzare il tutore nel modo corretto ma risultare al contempo confortevoli. Non stringere troppo le cinghie della coscia.
4. Una volta che le cinghie sono state sistemate, il centro della cerniera dovrebbe essere allineato con la parte superiore della rotula e posizionato leggermente dietro la linea mediana della gamba. Per assicurarsi che il tutore vesta in modo corretto durante l'utilizzo, camminare per una breve distanza. È normale che il tutore si sposti leggermente: apportare gli aggiustamenti necessari alle cinghie in modo da portarlo nella posizione corretta. Si potrà quindi indossare e togliere il tutore utilizzando le fibbie a clip.
5. Attenzione: le regolazioni iniziali del tutore OActive dovrebbero essere fatte da un operatore sanitario in accordo con la prescrizione del medico indicante il compartimento da scaricare. Aggiustamenti successivi, anche se raramente necessari, dovrebbero essere applicati da un operatore sanitario.
6. Per la prima applicazione: con il tutore in posizione neutrale (dallo step 4), piegare il ginocchio a 90°. Con lo strumento per la regolazione fornito, stringere la vite di chiusura sulla cerniera di 1/8 di giro in senso orario per aumentare il sollievo al compartimento laterale oppure di 1/8 di giro in senso antiorario per aumentare il sollievo nel compartimento mediale.
7. Regolazione: alzarsi e camminare per una breve distanza assicurandosi della correzione e del comfort dopo il primo utilizzo e dopo ogni regolazione effettuata. Se il tutore non risulta confortevole per il ginocchio e per la gamba, spostare leggermente indietro la vite di regolazione. Se c'è bisogno di un maggiore sollievo, continuare a girare la vite di regolazione a step successivi di 1/8 di giro. Camminare dopo ogni aggiustamento per controllarne gli effetti come descritto sopra. Esagerare con la regolazione può causare fastidio, rotazione della struttura o pressioni eccessive sulla pelle: regolare quindi in modo conservativo.

APPLICAZIONE DEL BENDAGGIO DI SOSPENSIONE
Se necessario, è possibile applicare un bendaggio di sospensione, creato per migliorare la sospensione e il posizionamento del tutore andando ad avvolgere una maggiore area di superficie applicando quindi una pressione uniforme a livello dei tessuti molli del polpaccio.
1. Attaccare la banda in Velcro (cucita nel bordo opposto a quello con gli appositi fori per le dita) sulle due cinghie inferiori, nella parte interna del tutore.
2. Tirare il bendaggio intorno all'esterno della gamba e del tutore.
3. Continuare ad avvolgere attorno al tutore e attaccare il bendaggio a sé stesso con l'aiuto dell'estremità con i fori per le dita.

Nota: il bendaggio deve essere posizionato in modo che il bordo superiore sia 1,5 cm sopra la cinghia al di sotto del ginocchio.

MANUTENZIONE
Acqua salata, sabbia, sporcizia e altri elementi possono causare danni al dispositivo. Sciacquare ripetutamente il tutore con acqua fredda se esposto a queste condizioni. Lasciare asciugare all'aria o asciugare con un panno. Rimuovere le imbottiture e lavarle a mano con acqua fredda e detergente neutro secondo necessità. Sciacquare molto e asciugare all⁹aria senza fonti di calore. Lubrificare la cerniera con spray al silicone se necessario.

MANUTENZIONE DEL BENDAGGIO DI SOSPENSIONE
Quando necessario il bendaggio deve essere rimosso e lavato a mano con acqua fredda e sapone neutro sciacquando bene. Non mettere in asciugatrice e non utilizzare altre fonti di calore per asciugare.

tenortho
Get back in action

via Trento e Trieste, 100
20853 Biassono (MB)
Italy

tenortho.com

info@tenortho.com

+39 039 8943960

tenortho

ITA



OACTIVE

Ref. TO3308

Ginocchiera per osteoartrosi

POPOLAZIONE E LIMITAZIONI D'IMPIEGO
Gli ausili di Tenortho sono generalmente indicati per l'impiego su soggetti adulti oltre i 12 anni d'età. Utilizzare il prodotto solamente per le destinazioni d'uso indicate (v. foglio istruzioni, sezione "indicazioni"). Alcuni dispositivi che presentano una gamma di taglie pediatriche o realizzati in "su misura" possono comunque trovare applicazione anche in soggetti a partire dai 3 anni. Si raccomanda cautela ed il preventivo ricorso al parere di un medico, nell'impiego in donne in gravidanza per tutti gli ausili che possono presentare interferenze con il ventre materno (collari con stabilizzatore sterno-dorsale, cinture lombari, busti, corsetti, tutori di spalla e di anca…). Allo stesso modo, particolare attenzione ed una attenta valutazione medica, va dedicata all'impiego di tutori che possono interferire con la respirazione nei pazienti che presentano patologie o difficoltà respiratorie (iperestensori, busti, corsetti, collari, tutori di spalla...). Il prodotto che include la magnetoterapia (TO1308MG TENOMAG) non deve essere impiegato in donne in gravidanza né in soggetti portatori di dispositivi impiantabili (pacemaker, defibrillatori o impianti fissi). Riferirsi alle istruzioni d'uso del fabbricante del dispositivo di magnetoterapia.

MANUTENZIONE
Rimuovere prima del lavaggio, se possibile, le steccature e i telai metallici eventualmente presenti. Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lasciando lontano da fonti di calore. Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico, in caso di problemi o componenti usurate da sostituire. Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO
Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione. Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

SORVEGLIANZA SANITARIA
Nell'ottica di una continua sorveglianza sanitaria per garantire la miglior sicurezza dell'impiego dei prodotti Tenortho, si prega di segnalare qualsiasi grave effetto avverso insorto durante l'impiego del prodotto inviando una mail all'indirizzo: ufficiotecnico@tenortho.com

Segnalare inoltre l'evento alle Autorità competenti.

AVVERTENZE
Il dispositivo deve essere utilizzato su indicazione del medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l'uso personale del prodotto. Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili. Non posizionare il prodotto su cute lesa. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.

SMALTIMENTO
Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto in accordo alle leggi vigenti in materia di rifiuti del proprio comune e/o Stato membro. Il prodotto non presenta rischi di contaminanti.

GARANZIA
Tenortho certifica la corretta costruzione del prodotto, l'impiego di materiali di prima qualità, l'effettuazione di tutti i collaudi necessari e la sua aderenza alle norme e leggi vigenti. Tenortho si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro 6 (sei) mesi dalla consegna dei Prodotti e comunicato tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni dalla scoperta del vizio o del difetto. Tenortho potrà scegliere se riparare o sostituire i Prodotti risultati difettosi. I prodotti sostituiti o riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia di 6 (sei) mesi a partire dalla riparazione o sostituzione. Sono esclusi dai difetti di conformità e, dunque, dalla garanzia legale, eventuali vizi o danneggiamenti determinati da fatti accidentali o da responsabilità dell'Utente (quali, a titolo semplificativo e non esaustivo, l'incuria, la mancata o errata pulizia) o da uso dei Prodotti non conforme alla relativa destinazione d'uso, ovvero da normale usura. Conservare confezioni, etichette e scontrino d'acquisto per garantire la corretta tracciabilità del lotto.


Lavare a mano in acqua tiepida


Non mettere in asciugatrice


Non stirare


Non candeggiare

Prodotto conforme al regolamento UE 745/2017 - Emissione in data 04/2021 - Rev.0
Azienda certificata: sistema di qualità certificato secondo ISO 9001:2015 ed ISO 13485:2016

Fabbricante | REF Codice prodotto | LOT Numero lotto | MD Dispositivo Medico