MANUALE D'USO

ROLLATOR PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO "MAGIC"

Cod. 15615210



WIMED

TECNOLOGIE MEDICALI

CE

ROLLATOR PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO "MAGIC"

INDICE:

1. INTRODUZIONE: pg.3
2. DESTINAZIONE D'USO: pg.4
3. SIMBOLI ED AVVERTENZE GENERALI: pg.6
4. DESCRIZIONE: pg.9
5. MONTAGGIO: pg.9
6. ISTRUZIONI PER L'USO: pg.10
7. CLASSIFICAZIONE - STANDARD: pg.11
8. CARATTERISTICHE TECNICHE: pg.12
9. ETICHETTATURA: pg.13
10. PULIZIA E DISINFEZIONE: pg.14
11. MANUTENZIONE: pg.15
12. NOTE: pg.16
13. SMALTIMENTO: pg.17
14. RECLAMI E INCIDENTI: pg.17
15. CERTIFICATO DI GARANZIA: pg.18

1. INTRODUZIONE:

Vi ringraziamo per la vostra scelta.
Il rollator Magic, adatto per l'utilizzo all'interno dell'abitazione o all'esterno, è stato concepito per garantire all'utente il massimo comfort e la massima sicurezza.
E' un Dispositivo Medico di Classe I, secondo il regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017.

Il presente Manuale d'Uso contiene avvertenze sulla sicurezza che devono essere assolutamente rispettate.
Tutti gli utilizzatori del rollator Magic devono conoscere il contenuto di questo manuale e rispettare le avvertenze sulla sicurezza.

Il Fabbricante potrebbe avere aggiornato le informazioni contenute in questo manuale. In caso di necessità contattare il Fabbricante per ricevere l'ultima versione aggiornata.

2. DESTINAZIONE D'USO:

Il dispositivo medico è indicato per fornire un sostegno alla mobilità a persone con difficoltà motorie.



Prima di utilizzare il rollator:

- Leggere attentamente il manuale in ogni sua parte al fine di evitare danni al rollator a causa di un utilizzo errato.
- Prima del primo utilizzo, pulire e disinfettare scrupolosamente il rollator.
- Effettuare un controllo periodico di tutte le parti usurabili (gomme, freni ecc.) e del serraggio della viteria.
- É vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.
- Movi SpA declina qualsiasi responsabilità sui danni derivanti da un utilizzo improprio del dispositivo o che differisca da quanto indicato nel presente manuale.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

Il presente manuale contiene istruzioni sulla sicurezza che devono essere assolutamente rispettate. Tutte le persone che utilizzano il rollator devono conoscere l’intero contenuto di questo manuale e rispettare le avvertenze sulla sicurezza riportate all’interno.

CONTROINDICAZIONI

L'utilizzo dei Rollator MOVI non è indicato a:

- Tutti coloro che non sono espressamente indicati nella Destinazione D'uso.
- Il rollator non deve essere utilizzato da utenti portatori di patologie che possano essere causa di stati confusionali, forti spasmi o gravi decadimenti cognitivi, a meno che non sia stata eseguita e accettata una valutazione del rischio da parte di un professionista.
- Il rollator non può essere utilizzato da pazienti che presentano una funzionalità compromessa delle mani e/o delle braccia.

COMPLICAZIONI

- Non sono attualmente state individuate complicazioni derivanti dall'utilizzo di questi dispostivi medici.

3. SIMBOLI ED AVVERTENZE GENERALI:

- NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO PRIMA DI AVER LETTO IL MANUALE D'USO.
- Il carico massimo di utilizzo sicuro è di 136 Kg. Tale carico, non deve essere superato in nessun caso.
- I rollator Movi sono dispositivi medici. Assicurarsi, pertanto, di leggere l'intero manuale. Utilizzare i prodotti unicamente se in buono stato. Le avvertenze sulla sicurezza hanno lo scopo di evitare danni alle persone.

Tenere lontano da fonti di calore, umidità e contenitori di liquidi.



Avvertenze contro danni a persone:
Questo simbolo indica la presenza di pericoli generici che possono causare pericolo di vita e per la salute.



Avvertenze contro danni a oggetti:
Questo simbolo indica la possibilità di danni a oggetti. È possibile che si verifichino danni al meccanismo e ai materiali del dispositivo o all'ambiente circostante.

Il simbolo di sicurezza non sostituisce il testo di avvertenza a cui si riferisce. Leggere sempre le avvertenze sulla sicurezza e seguirle attentamente!



Altre avvertenze:
Questo simbolo indica un suggerimento generico utile. Seguendo questo suggerimento, viene facilitato l'utilizzo del dispositivo e una migliore comprensione delle istruzioni.

- Prima dell'utilizzo, l'utente deve controllare lo stato generale del rollator e verificarne l'integrità tramite accurata ispezione visiva.
- Qualora il rollator risulti non integro, non utilizzarlo e rivolgersi al proprio fornitore o a un centro di assistenza specializzato.



Movi S.P.A - declina qualsiasi responsabilità per danni provocati da un utilizzo improprio del dispositivo o da un utilizzo diverso da quanto indicato nel presente manuale.



Il rollator è un ausilio alla deambulazione progettato per essere utilizzato da utenti che deambulano sostenendosi alle impugnature per mantenere equilibrio e stabilità durante il movimento. Non è destinato al trasporto di persone: non deve quindi essere utilizzato come sedia in movimento né spinto con l'utente seduto. Quando l'utente si siede, il rollator deve rimanere completamente fermo, su una superficie stabile e con i freni di stazionamento correttamente inseriti.



- Non utilizzare il dispositivo prima di avere letto attentamente il manuale d'uso.
- Il dispositivo deve essere utilizzato nelle condizioni di fornitura e non può essere modificato in alcun modo.
- Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi dalla destinazione d'uso prevista.
- Verificare lo stato del dispositivo prima di ogni utilizzo. Se si dovessero riscontrare segni di usura, deterioramento o rottura, non utilizzare il dispositivo.
- Fare controllare periodicamente lo stato del dispositivo e di tutti i suoi componenti da un centro tecnico autorizzato. Se si dovessero riscontrare segni di usura, deterioramento o rottura, non utilizzare il dispositivo.
- Per eventuali riparazioni, contattare il centro tecnico autorizzato.
- Qualora ruote o freni risultassero usurati, provvedere alla sostituzione.
- Accertarsi che nessuna parte del corpo (ad es. dita) né indumenti, coperte ecc. vengano intrappolati nelle parti mobili del dispositivo: PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO!

- Non utilizzare il dispositivo su superfici sconnesse o pendenze. Si consiglia l'uso su superfici dove tutte e quattro le ruote possano poggiare a terra.
- Non utilizzare il dispositivo per scendere le scale o su scale mobili.
- Prestare estrema attenzione all'utilizzo del dispositivo su superfici scivolose e/o bagnate.
- Se il dispositivo viene utilizzato per alzarsi da una posizione seduta, assicurarsi che i freni siano inseriti e le ruote bloccate. Inoltre, accertarsi che il dispositivo sia stabile e non possa ribaltarsi quando ci si appoggia.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Verificare che il dispositivo sia consegnato integro e conservarlo imballato lontano da qualsiasi fonte di calore.
- Per un utilizzo corretto del dispositivo, consultare sempre il medico e/o il terapista.
- Non utilizzare il dispositivo come seduta se esso non si trova su di una superficie perfettamente orizzontale.
- Non utilizzare il dispositivo su terreni scivolosi o con scarsa aderenza (fango, sabbia ..)

Borsa portaoggetti

La borsa portaoggetti può contenere oggetti fino a un peso massimo di **5 kg**.

Attenzione: Non superare questo limite per garantire un uso sicuro del rollator.



Attenzione!

Non appendere oggetti alle maniglie o ad altre parti del rollator.
Appendere borse, sacchetti o altri oggetti può rendere il rollator instabile e aumentare il rischio di cadute o danni

Usare il rollator solo come indicato in questo manuale.

4. DESCRIZIONE:

Il rollator Magic è un dispositivo medico utilizzabile da chi necessita di un appoggio per stare in piedi o per camminare.
Esso è costituito da un telaio pieghevole in alluminio con sistema di apertura/ chiusura.
E' provvisto di due impugnature anatomiche, regolabili in altezza, con leve per i freni a pattino.
E' dotato di 4 ruote antiforo in ABS con anello in PU, di cui le anteriori piroettanti, mentre quelle posteriori frenanti.
Il dispositivo è richiudibile e può quindi essere riposto facilmente, nonchè trasportato in auto.

5. MONTAGGIO:



- Piegare il rollator sollevando la seduta tramite l'apposita maniglia, situata al centro della seduta
- Una volta che il rollator è completamente chiuso afferrarlo per le maniglie di spinta e tirare entrambe queste maniglie indietro, verso il basso
- Per riaprire il rollator sollevare le maniglie di spinta in posizione verticale fino al loro blocco (si sentirà un "clack")
- Successivamente aprirlo premendo sui tubi di sostegno del telino della seduta fino a completa apertura (si sentirà un "clack" che indica che il sistema è arrivato a blocco)

6. ISTRUZIONI PER L'USO:



- **ISTRUZIONI PER L'USO**

1. Per chiudere il dispositivo seguire quanto riportato a pagina 5
2. Nelle operazioni di chiusura / apertura, stare attenti allo schiacciamento delle dita

- **UTILIZZO IN PIEDI:**

Posizionarsi all'interno del perimetro, appoggiando le mani sulle apposite impugnature. Procedere compiendo piccoli passi e cercando di non sbilanciarsi lateralmente. In caso di sosta è necessario attivare i freni posti sulle impugnature stesse

- **UTILIZZO SEDUTO**

Verificare che il sedile sia posizionato stabilmente prima di sedersi, per evitare il rischio di cadute.

- **REGOLAZIONI DELLE IMPUGNATURE**

Le impugnature, possono essere regolate in altezza, secondo le necessità dell'utente.
Allentare i due morsetti a vite che vincolano i supporti regolabili, premere i pulsanti e spostare i supporti (traslando verticalmente) , fino a portarlo nella posizione desiderata, controllare che il pulsante fuoriesca nel foro corretto e serrare nuovamente a fondo i due morsetti.
Ripetere l'operazione per l'altro lato, regolando il supporto nella stessa posizione del primo.



- **COSA NON FARE:**
- Non utilizzare il dispositivo prima di aver letto il presente manuale
- Non utilizzare il dispositivo come seduta se esso non si trova su di una superficie perfettamente orizzontale.
- Non utilizzare il dispositivo su pendenze, neanche di modesta entità.
- Non utilizzare il dispositivo su terreni scivolosi o con scarsa aderenza (fango, sabbia ..)
- Non utilizzare il dispositivo come appoggio o per trasportare oggetti.
- Non superare il carico massimo di utilizzo.

7. CLASSIFICAZIONE - STANDARD:

I rollator MOVI sono Dispositivi Medici di Classe I, secondo il regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017 (Allegato 8 - Regola 1).

I dispositivi sono conformi agli standard di prodotto attualmente in vigore.

8. CARATTERISTICHE TECNICHE:

MODELLO:	**ROLLATOR MAGIC** **Cod. 15615210**
Peso:	8 Kg
Portata massima:	136 Kg
Portata massima borsa portaoggetti:	5 Kg
Altezza manopole regolabile:	83 - 95 cm
Larghezza:	66 cm
Profondità:	67 cm
Altezza seduta:	54 cm
Dimensione della seduta:	25 x 44 cm
Dimensione della borsa portaoggetti:	22,5 x 37 x 14 cm

9. ETICHETTATURA:



	FABBRICANTE	EC REP	RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO NELLA COMUNITA EUROPEA
	DATA DI FABBRICAZIONE	LOT	LOTTO
REF	CODICE PRODOTTO	SN	NUMERO DI SERIE
	CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO		ATTENZIONE! CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO PER IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA QUALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI
	DATA DI SCADENZA		NON RIUTILIZZARE
	FRAGILE, MANEGGIARE CON CURA		MANTENERE ASCIUTTO
MD	DISPOSITIVO MEDICO	CE	PRODOTTO CONFORME ALLE DIRETTIVE/REGOLAMENTI EUROPEI DI SETTORE
	QUESTO LATO VERSO L'ALTO		PESO MASSIMO DEL PAZIENTE
	CARICO LAVORO IN SICUREZZA	~	CORRENTE ALTERNATA

	APPARECCHIO DI CLASSE II		PARTE APPLICATA DI TIPO B
	PARTE APPLICATA DI TIPO BF		RACCOLTA SEPARATA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
	PORTATA		

10. PULIZIA E DISINFEZIONE:

- Pulire il dispositivo a ogni cambio di utilizzatore detergendolo con una soluzione saponata tiepida.
- Non utilizzare solventi, sostanze corrosive o abrasive.
- Asciugare con un panno morbido.

11. MANUTENZIONE:

- Il dispositivo deve essere ispezionato accuratamente almeno una volta
- Tale ispezione deve comprendere un attento esame visivo di tutte le componenti del dispositivo per accertarne l'integrità, una prova di corretto funzionamento dei vari meccanismi e il controllo di tutte le regolazioni e tutti i serraggi, nonché eventuali interventi di ripristino laddove ce ne sia bisogno.

La durata di vita del prodotto può variare in base alla sua corretta manutenzione. La vita utile del dispositivo termina in presenza di usura o rottura di componenti del dispositivo non sostituibili.

- CONTROLLARE SEMPRE prima di ogni utilizzo lo stato e l'integrità del dispositivo.
- CONTROLLARE SEMPRE dopo un lungo periodo di inutilizzo il serraggio di tutti i bulloni.
- CONTROLLARE SEMPRE dopo un lungo periodo di inutilizzo lo stato dei componenti soggetti ad usura (le gomme e le imbottiture sottoascellari) .
- QUALORA, dopo il controllo, il rollator non risulti integro, non utilizzarlo e rivolgersi al proprio fornitore o ad un centro di assistenza specializzato
- LAVARE SEMPRE il dispositivo dopo ogni passaggio ad un altro utente, per evitare infezioni incrociate



Nota: Si consiglia di far eseguire l'ispezione del dispositivo a un tecnico competente, in quanto è necessaria una buona conoscenza dell'oggetto da ispezionare.
Se tale ispezione dovesse rilevare un qualsiasi difetto o segno di usura o guasto, che potrebbe in qualche modo compromettere la sicurezza del dispositivo, esso deve rimanere, fuori servizio, fino alla riparazione,

Movi Spa - Divisione Wimed non garantisce il funzionamento e la sicurezza del Rollator in caso di utilizzo di componentistiche non originali.

12. NOTE:



Nota bene:

Il fabbricante si riserva il diritto di modificare senza alcuna notifica qualsiasi caratteristica del prodotto indicata in questo manuale, che non abbia alcun impatto sulla sicurezza e sulla efficacia dello stesso.

Per informazioni sul dispositivo rivolgersi a:

Movi SpA — Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 — 20138 Milano
Tel. 02 509051 Fax: 02 5061048

13. SMALTIMENTO:

Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente osservando le disposizioni nazionali e/o locali riguardanti la raccolta differenziata. Per lo smaltimento dei materiali rivolgersi alle autorità comunali preposte allo smaltimento che lo riceveranno gratuitamente, o in alternativa al rivenditore locale.
La corretta osservanza di queste norme contribuisce a risparmiare preziose risorse e a evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.
Lo smaltimento abusivo di tali rifiuti prevede sanzioni in base alla normativa vigente.
In caso di riconosciuta contaminazione del dispositivo, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.

14. RECLAMI E INCIDENTI:

Per segnalare un reclamo inviare una mail a:
regulatory@movigroup.com

Per segnalare un incidente inviare una mail a:
qualityeregulatory@pec.movigroup.com

15. CERTIFICATO DI GARANZIA:

La Garanzia copre, in tutta la Comunità Europea, per 24 mesi dalla data di acquisto, i difetti di fabbricazione del prodotto. Tentativi di riparazione, interventi effettuati da parte di personale non autorizzato, danni causati da eventi accidentali, negligenza o uso non conforme a quanto specificato nelle istruzioni d'uso o la mancata manutenzione prevista dalle istruzioni d'uso non sono coperti dalla garanzia.
L'articolo difettoso dovrà essere sempre accompagnato dallo scontrino fiscale o dalla fattura o di altra evidenza analoga comprovante la data di acquisto e da una breve descrizione del difetto riscontrato.
Durante il periodo di Garanzia il suo Rivenditore di fiducia provvederà ad applicare i termini di garanzia come previsto dal vigente Codice del Consumo, modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2021, n. 170 e suoi successivi aggiornamenti.

Riparazioni in Garanzia (24 mesi post- vendita)

Le richieste per intervento su apparecchiature guaste dovranno essere inviate al seguente recapito a mezzo fax o e-mail:
MOVI S.p.A. – Divisione Wimed Servizio Assistenza Tecnica
via Dione Cassio, 15
20138 MILANO
T.: 02 50905411-281F.: 02 50905217e-mail: satwimed@movigroup.com

Le richieste inoltrate dovranno riportare la tipologia, il modello il cod. articolo, lotto e /o numero di serie(ove presente) del dispositivo oggetto di guasto.
Le apparecchiature che necessitano di manutenzione dovranno essere inviate, previo accordo con il servizio tecnico di Movi, al precedente indirizzo e corredate di regolare documento di trasporto e dichiarazione di avvenuta decontaminazione.

Esenzioni di Garanzia

Gli interventi per riparazione resisi necessari a seguito delle seguenti cause non sono coperti da garanzia:

- Uso improprio (esempio: traumi meccanici, utilizzo diverso da quello per cui è stato realizzato il dispositivo acquistato ed fuori dalle indicazioni precisate sulla scheda tecnica del dispositivo);
- Negligenza o abusi, atti dolosi;
- Catastrofi, eventi naturali (alluvioni, terremoti, fulmini, incendi);
- Riparazioni ed interventi eseguiti da personale non autorizzato dalla sottoscritta Movi S.p.A.;
- Modifiche tecniche non eseguite dal servizio tecnico della sottoscritta Movi S.p.A.;
- Guasti che coinvolgono parti usurabili (es. parti in gomma, cuscini, freni, …).

Riparazione fuori Garanzia (24 mesi)

La richiesta di riparazione di un dispositivo fuori garanzia deve essere effettuata attraverso gli opportuni canali.
Nel caso la riparazione fosse effettuabile, a seguito della firma del preventivo il dispositivo verrà riparato. I Ricambi hanno una garanzia di un (1) anno dalla data di ricezione.

Per informazioni sul dispositivo rivolgersi a:

Movi SpA - Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano
Tel. 02 509051 Fax: 02 5061048

MANUALE D'USO ORIGINALE

ROLLATOR PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO "MAGIC"
Cod. 15615210
Rev.3 09/06/2026

WIMED
TECNOLOGIE MEDICALI

Movi SpA
Via Dione Cassio 15, Milano
www.movigroup.com
infotecnichewimed@movigroup.com