

SCHEDA TECNICA: FOREFOOT PS0101

FABBRICANTE

Well Walking
Via Dell'Artigianato 8/A
CAP 31011
Asolo (TV)

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO

Forefoot è una calzatura post operatoria per il trattamento di fratture, di stati infiammatori o dolori alla parte anteriore del piede.

La suola in talismo trasferisce il carico dell'avampiede al retropiede e rende FOREFOOT ideale anche per il trattamento di ulcere interdigitali e all'avampiede.

L'altezza della suola di 34mm aiuta a mantenere la postura fisiologica e l'angolo di talismo stabilizza la camminata e riduce ""l'effetto gradino"". È inoltre possibile l'inserimento di una soletta in EVA riequilibrante e personalizzabile (compresa nel kit).

La tomaia in nylon super soft è adatta ai piedi più sensibili, con problemi a pelle e cute. La chiusura a doppio lembo consente di regolare il volume interno in base alla necessità del paziente.

L'efficacia di FOREFOOT nello scarico dell'avampiede è testata clinicamente e biomeccanicamente, e permette una deambulazione precoce, anticipando il recupero delle funzioni articolari.

DETTAGLI CALZATURA

Taglie: ogni scarpa copre due taglie, abbinate come di seguito: 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48

Calzata: 11,5-17

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Suola in talismo 8°.
- Tomaia in nylon super soft
- Contrafforti rigidi e stabilizzatore posteriore.
- Chiusura triplo velcro e volume interno regolabile.
- Altezza suola di 34mm.

- Mascherina per proteggere dallo sporco e dalle intemperie (optional).
- Permette l’inserimento di una soletta in EVA riequilibrante e personalizzabile (allegata).
- Ambidestro.

CERTIFICAZIONI

Prodotto certificato CE conforme al Regolamento (UE) 2017/745
Classe dispositivo: Dispositivo classe I
CND/ EMDN: Y063303 - CALZATURE ORTOPEDICHE DI SERIE /
READY-MADE ORTHOTIC SHOES
RDM: 2505317



ALTRE INFORMAZIONI

Per ogni altra informazione inerente uso improprio, pulizia del prodotto, smaltimento e istruzioni per un corretto utilizzo si faccia riferimento alla nota informativa d’uso riportata all’interno della confezione.

Numero Revisione	Data	Dettagli
Rev. 00	15/05/2024	Generazione del documento