CYAN MAGENTA GIALLO NERO P. 288 C P. 284 C CUT/CREASE RISERVE

Farmaplasto
SensitiveBandage
1x

1m x 2,4cm

AS6100FA-4

Plastod S.p.A.
Via W.Masetti 7,
40012 Lippo
di Calderara
di Reno (Bo), Italy
www.plastod.com

Farmaplasto Sensitive Bandage

1m x 6cm
1x

REF 00247

8 015143 002479

- Striscia adesiva **delicata** da tagliare
- Adhesive **soft** bandage tailored
- **Weicher** klebender zuschneidbarer Wundverband
- Bande adhésive à découper **doux**
- Tira adhesiva **suave** para ser cortada

Advanced Wound Care

PLASTOD

Made in Italy
since 1915

MD

Dispositivo medico
Medical device
Dispositif médical
Medizinprodukt
Dispositivo médico

FarmaplastoSensitiveBandage 1m x 6cm

INDICAZIONI _ Striscia adesiva in soffice tessuto non tessuto bianco. Estensibile, confortevole e traspirante. Tampone assorbente antiaderente. Adesivo testato dermatologicamente.

INDICATIONS _ Adhesive bandage on soft white nonwoven. Extensible, comfortable and breathable. Absorbent anti-adherent net. adhesive dermatologically tested.

INDICATIONS _ Bande adhésive non tissé blanche. Extensible, confortable et respirante. Gaze absorbante anti adhérente. Adhésif testé dermatologiquement.

INDIKATIONEN _ Verband aus weichem, weißem Vliesstoff. Dehnbar, komfortabel und atmungsaktiv. Absorbierendes Wundkissen mit nicht verklebendem Netz. Klebstof. Dermatologisch getestet.

INDICACIONES _ Benda de tejido no tejido blanco. Extensible, confortable y transpirable. Almohadilla absorbente antiadherente Adhesivo dermatológicamente probado.

ISTRUZIONI PER L'USO _ Pulire, disinfettare ed asciugare la ferita. Tagliare la striscia su misura in base alle necessità ed applicare esercitando una lieve pressione per far aderire bene i bordi alla pelle. Rinnovare all'occorrenza.

INSTRUCTIONS FOR USE _ Clean, disinfect and dry the wound. Cut the bandage tailored as needed and apply by pressing lightly to make the borders well adhere to the skin. Renew if necessary.

MODE D'EMPLOI _ Nettoyer, désinfecter et sécher soigneusement la plaie et son pourtour. Découper la bande selon la dimension souhaitée. Appliquer le bande en lissant les bords. Renouveler quand nécessaire.

ANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG
Reinigen, desinfizieren und die Wunde trocken. Schneiden Sie den Verband auf die benötigte Größe zu und drücken Sie die Kleberänder leicht auf der Haut an. Ggf. erneuern.

INSTRUCCIONES PARA EL USO
Limpiar, desinfectar y secar la herida. Cortar la tira adhesiva en la medida deseada y aplicar presionando ligeramente para que adhieran bien los bordes a la piel. Reemplazar cuando necesario.

PLASTOD

Rev. 04-2021

LOT

C/PAP 81 PAP 21

Plastod / Farmaplasto-sensitive-bandage
fustella_TSN505
REF. 00247 versione 07

FUSTELLA_TSN505
0487B18-01A01