1x
5m x 2,4 cm

RISERVA
25x15mm

LOT

Farmaplasto Sensitive Bandage

Farmaplasto
Sensitive
Bandage

5m x 6cm

- Striscia adesiva **delicata** da tagliare
- Adhesive **soft** bandage tailored
- **Weicher** klebender zuschneidbarer Wundverband
- Bande adhésive à découper **doux**
- Tira adhesiva **suave** para ser cortada

INDICAZIONI
Striscia adesiva in soffice tessuto non tessuto bianco. Estensitile, estremamente confortevole e traspirante. Tampone assorbente con setto filtrante antiaderente. Adesivo ipoallergenico indicato per pelli sensibili, testato dermatologicamente.

INDICATIONS
Adhesive bandage on soft white nonwoven. Extensible, extremely comfortable and breathable. Absorbent pad with anti-adherent net. Hypoallergenic adhesive suitable for sensitive skin, dermatologically tested.

INDICATIONS
Bande adhésive non tissé blanche. Extensible, extrêmement confortable et respirante. Gaze absorbante avec couche filtrante anti adhérente. Adhésif hypoallergénique conçu pour les peaux sensibles, testé dermatologiquement.

INDIKATIONEN
Verband aus weichem, weißem Vliesstoff. Dehnbar, sehr komfortabel und atmungsaktiv. Absorbierendes Wundkissen mit nicht verklebendem Netz. Hypoallergener Klebstoff für empfindliche Haut geeignet. Dermatologisch getestet.

INDICACIONES
Benda de tejido no tejido blanco. Extensible, extremadamente confortable y transpirable. Almohadilla absorbente con película filtrante antiadherente Adhesivo hipoalergénico indicado para pieles sensibles, dermatológicamente probado.

Rev. 05-2021

ISTRUZIONI PER L'USO
Pulire, disinfettare ed asciugare la ferita. Tagliare la striscia su misura in base alle necessità ed applicare esercitando una lieve pressione per far aderire bene i bordi alla pelle. Rinnovare all'occorrenza.

INSTRUCTIONS FOR USE
Clean, disinfect and dry the wound. Cut the bandage tailored as needed and apply by pressing lightly to make the borders well adhere to the skin. Renew if necessary.

MODE D'EMPLOI
Nettoyer, désinfecter et sécher soigneusement la plaie et son pourtour. Découper la bande selon la dimension souhaitée. Appliquer le bande en lissant les bords. Renouveler quand nécessaire.

ANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG
Reinigen, desinfizieren und die Wunde trocken. Schneiden Sie den Verband auf die benötigte Größe zu und drücken Sie die Kleberänder leicht auf der Haut an. Ggf. erneuern.

INSTRUCCIONES PARA EL USO
Limpiar, desinfectar y secar la herida. Cortar la tira adhesiva en la medida deseada y aplicar presionando ligeramente para que adhieran bien los bordes a la piel. Reemplazar cuando necesario.

Plastod S.p.A.
Via W.Masetti 7,
40012 Lippo di Calderara di Reno (Bo), Italy
www.plastod.com

PLASTOD

Plastod S.p.A.,
Via W.Masetti 7,
40012 Lippo di Calderara di Reno (BO), Italy
www.plastod.com

AS6500FA-4

Farmaplasto Sensitive Bandage

5m x 6cm
1x

Made in Italy
since 1915

Advanced Wound Care

PLASTOD

MD

Dispositivo medico
Medical device
Dispositif médical
Medizinprodukt
Dispositivo médico

CE

8 015143 003629

REF 00362

21 PAP

81 C/PAP

Plastod / Farmaplasto-sensitive-bandage
fustella_OF1PL
REF. 00362 versione 05

NERO | P. 288 | P. 284 | CUT/CREASE | RISERVE

FUSTELLA_TSN511
0482B18-01A01